

ÉTABLISSEMENT _____ ENVOYÉ À _____

DATE _____ NOM _____ TÉLÉPHONE _____

COMMANDÉ PAR _____ ADRESSE _____

COURRIEL _____ VILLE _____ PROV _____ CODE POSTAL _____



DOSSIER Optima^{MD}

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS
JUSQU'À 2.4 LBS AVEC L'OPTION DE QUINCAILLERIE À
MICRO-MONTAGE FIXE

Possède une légère courbe thoracique de 3 po (7.6 cm). Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est de 300lb (136 kg), pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus, 400lb (181,5 kg). Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 23 po (58.4 cm) et plus ont une capacité de poids de 550lb.



DOSSIER DEEP Optima^{MD}

DEEP SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS
JUSQU'À 2.4 LBS AVEC L'OPTION DE QUINCAILLERIE À
MICRO-MONTAGE FIXE

Possède un support thoracique prononcé réglable en profondeur de 5,5 po - 7 po (14-17.8 cm). Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (40.6 cm) ou moins est de 300lb (136 kg), pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus, 400lb (181,5 kg). Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 23 po (58.4 cm) et plus ont une capacité de poids de 550lb.

SUPPORT THORACIQUE

# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM	LARGEUR	TAILLE	\$ CARBONE	QTÉ	\$ ALUMINIUM	QTÉ	# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM	LARGEUR	TAILLE	\$ CARBONE	QTÉ	\$ ALUMINIUM	QTÉ
	NOACB1307	13"	7"			725			NOPCB1307	13"	7"			825	
	NOACB1309	13"	9"			725			NOPCB1309	13"	9"			825	
	NOACB1313	13"	13"			725			NOPCB1313	13"	13"			825	
	NOACB1316	13"	16"			725			NOPCB1316	13"	16"			825	
	NOACB1407	14"	7"			725			NOPCB1407	14"	7"			825	
NOCFACB1409	NOACB1409	14"	9"	1150		725		NOCFPCB1409	NOPCB1409	14"	9"	1250		825	
NOCFACB1413	NOACB1413	14"	13"	1150		725		NOCFPCB1413	NOPCB1413	14"	13"	1250		825	
NOCFACB1416	NOACB1416	14"	16"	1150		725		NOCFPCB1416	NOPCB1416	14"	16"	1250		825	
	NOACB1507	15"	7"			725			NOPCB1507	15"	7"			825	
NOCFACB1509	NOACB1509	15"	9"	1150		725		NOCFPCB1509	NOPCB1509	15"	9"	1250		825	
NOCFACB1513	NOACB1513	15"	13"	1150		725		NOCFPCB1513	NOPCB1513	15"	13"	1250		825	
NOCFACB1516	NOACB1516	15"	16"	1150		725		NOCFPCB1516	NOPCB1516	15"	16"	1250		825	
	NOACB1607	16"	7"			725			NOPCB1607	16"	7"			825	
NOCFACB1609	NOACB1609	16"	9"	1150		725		NOCFPCB1609	NOPCB1609	16"	9"	1250		825	
NOCFACB1613	NOACB1613	16"	13"	1150		725		NOCFPCB1613	NOPCB1613	16"	13"	1250		825	
NOCFACB1616	NOACB1616	16"	16"	1150		725		NOCFPCB1616	NOPCB1616	16"	16"	1250		825	
	NOACB1619	16"	19"			725			NOPCB1619	16"	19"			825	
	NOACB1707	17"	7"			725			NOPCB1707	17"	7"			825	
NOCFACB1709	NOACB1709	17"	9"	1150		725		NOCFPCB1709	NOPCB1709	17"	9"	1250		825	
NOCFACB1713	NOACB1713	17"	13"	1150		725		NOCFPCB1713	NOPCB1713	17"	13"	1250		825	
NOCFACB1716	NOACB1716	17"	16"	1150		725		NOCFPCB1716	NOPCB1716	17"	16"	1250		825	
	NOACB1719	17"	19"			725			NOPCB1719	17"	19"			825	
	NOACB1807	18"	7"			725			NOPCB1807	18"	7"			825	
NOCFACB1809	NOACB1809	18"	9"	1150		725		NOCFPCB1809	NOPCB1809	18"	9"	1250		825	
NOCFACB1813	NOACB1813	18"	13"	1150		725		NOCFPCB1813	NOPCB1813	18"	13"	1250		825	
NOCFACB1816	NOACB1816	18"	16"	1150		725		NOCFPCB1816	NOPCB1816	18"	16"	1250		825	
	NOACB1819	18"	19"			725			NOPCB1819	18"	19"			825	
	NOACB1916	19"	16"			725			NOPCB1916	19"	16"			825	
	NOACB1919	19"	19"			725			NOPCB1919	19"	19"			825	
	NOACB2007	20"	7"			725			NOPCB2007	20"	7"			825	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de recharge	__ X __	130		Housse et mousse de recharge	__ X __	130	

Optima™ SUPPORT THORACIQUE

Optima™ DEEP SUPPORT THORACIQUE

SUPPORT THORACIQUE

# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM	LARGEUR	TAILLE	\$ CARBONE	QTÉ	\$ ALUMINIUM	QTÉ
NOCFACB2009	NOACB2009	20"	9"	1150		725	
NOCFACB2013	NOACB2013	20"	13"	1150		725	
NOCFACB2016	NOACB2016	20"	16"	1150		725	
	NOACB2019	20"	19"			725	
N/A	NOACB2116	21"	16"	N/A		755	
N/A	NOACB2119	21"	19"	N/A		755	
N/A	NOACB2213	22"	13"	N/A		755	
N/A	NOACB2216	22"	16"	N/A		755	
N/A	NOACB2219	22"	19"	N/A		755	
N/A	NOACB2316	23"	16"	N/A		755	
N/A	NOACB2319	23"	19"	N/A		755	
N/A	NOACB2416	24"	16"	N/A		755	
N/A	NOACB2419	24"	19"	N/A		755	
N/A	NOACB2516	25"	16"	N/A		755	
N/A	NOACB2519	25"	19"	N/A		755	
N/A	NOACB2616	26"	16"	N/A		755	
N/A	NOACB2619	26"	19"	N/A		755	
N/A	NOACB2716	27"	16"	N/A		755	
N/A	NOACB2719	27"	19"	N/A		755	
N/A	NOACB2816	28"	16"	N/A		755	
N/A	NOACB2819	28"	19"	N/A		755	
N/A	NOACB2916	29"	16"	N/A		755	
N/A	NOACB2919	29"	19"	N/A		755	

# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM	LARGEUR	TAILLE	\$ CARBONE	QTÉ	\$ ALUMINIUM	QTÉ
NOCFPCB2009	NOPCB2009	20"	9"	1250		825	
NOCFPCB2013	NOPCB2013	20"	13"	1250		825	
NOCFPCB2016	NOPCB2016	20"	16"	1250		825	
	NOPCB2019	20"	19"			825	
N/A	NOPCB2116	21"	16"	N/A		860	
N/A	NOPCB2119	21"	19"	N/A		860	
N/A	NOPCB2213	22"	13"	N/A		860	
N/A	NOPCB2216	22"	16"	N/A		860	
N/A	NOPCB2219	22"	19"	N/A		860	
N/A	NOPCB2316	23"	16"	N/A		860	
N/A	NOPCB2319	23"	19"	N/A		860	
N/A	NOPCB2416	24"	16"	N/A		860	
N/A	NOPCB2419	24"	19"	N/A		860	
N/A	NOPCB2516	25"	16"	N/A		860	
N/A	NOPCB2519	25"	19"	N/A		860	
N/A	NOPCB2616	26"	16"	N/A		860	
N/A	NOPCB2619	26"	19"	N/A		860	
N/A	NOPCB2716	27"	16"	N/A		860	
N/A	NOPCB2719	27"	19"	N/A		860	
N/A	NOPCB2816	28"	16"	N/A		860	
N/A	NOPCB2819	28"	19"	N/A		860	
N/A	NOPCB2916	29"	16"	N/A		860	
N/A	NOPCB2919	29"	19"	N/A		860	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ x __	130	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ x __	130	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

* Dossiers de 14 po ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 16 po - 20 po (40.6 - 50.8 cm) avec une légère courbe thoracique latérale de, 3,5 po (8.9 cm). Capacité de poids pour les dossiers de 20 po ou moins est (50.8 cm) 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections (55.9 cm) et plus.

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 16 po - 20 po (40.6 - 50.8 cm) avec une courbe thoracique latérale réglable en profondeur de, 5,5 po - 7po (14 - 17.8 cm). Capacité de poids pour les dossiers de 20 po ou moins est (50.8 cm) 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus.

# DE MODÈLE	LARGEUR	TAILLE	\$	QTÉ
NHAACB1616/20	16"	16"-20"	725	
NHAACB1816/20	18"	16"-20"	725	
NHAACB2016/20	20"	16"-20"	725	
NHAACB2216/20	22"	16"-20"	755	
NHAACB2416/20	24"	16"-20"	755	
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/ contôle des infections				

# DE MODÈLE	LARGEUR	TAILLE	\$	QTÉ
NHAPCB1616/20	16"	16"-20"	725	
NHAPCB1816/20	18"	16"-20"	725	
NHAPCB2016/20	20"	16"-20"	725	
NHAPCB2216/20	22"	16"-20"	755	
NHAPCB2416/20	24"	16"-20"	755	
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/ contôle des infections				

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ x __	130	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ x __	130	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Xtend^{MD} LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 13 po-17 po (33-43.2 cm) avec une courbe thoracique latérale réglable en profondeur de 35,5 po (8.9 cm). Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus.

# DE MODÈLE	LARGEUR	TAILLE	\$	QTÉ
**NHAACB (L) 1213/17	12"	13"-17"	725	
NHAACB (L) 1413/17	14"	13"-17"	725	
NHAACB (L) 1613/17	16"	13"-17"	725	
NHAACB (L) 1813/17	18"	13"-17"	725	
NHAACB (L) 2013/17	20"	13"-17"	755	
NHAACB (L) 2213/17	22"	13"-17"	755	
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contôle des infections				

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ x __	130	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

** Le Xtend LOW de 12 po de largeur n'est pas livré avec manette de déclenchement

Xtend^{MD} LOW DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 13 po-17 po (33-43.2 cm) avec une courbe thoracique latérale réglable en profondeur. Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus.

# DE MODÈLE	LARGEUR	TAILLE	\$	QTÉ
**NHAPCB (L) 1213/17	12"	13"-17"	725	
NHAPCB (L) 1413/17	14"	13"-17"	725	
NHAPCB (L) 1613/17	16"	13"-17"	725	
NHAPCB (L) 1813/17	18"	13"-17"	725	
NHAPCB (L) 2013/17	20"	13"-17"	755	
NHAPCB (L) 2213/17	22"	13"-17"	755	
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contôle des infections				

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ x __	130	

Classic^{MD} SUPPORT PELVIEN

Le dossier fournit un contour léger de 3 pouces pour s'adapter aux activités de l'utilisateur actif. Capacité de poids : 16 po - 20 po (40.6 - 50.8 cm) 300 lb (136 kg). 22 po (55.9 cm) et plus grande, soit 400 lb (181,5 kg).

# DE MODÈLE	LARGEUR	TAILLE	\$	QTÉ
NACB1616	16"	16"	725	
NACB1618	16"	18"	725	
NACB1620	16"	20"	725	
NACB1816	18"	16"	725	
NACB1818	18"	18"	725	
NACB1820	18"	20"	725	
NACB2016	20"	16"	725	
NACB2018	20"	18"	725	
NACB2020	20"	20"	725	
NACB2216	22"	16"	755	
NACB2218	22"	18"	755	
NACB2220	22"	20"	755	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ x __	130	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Classic^{MD} DEEP SUPPORT PELVIEN


Dispose d'un contour pelvien profond réglable en profondeur de 5,5-7 po (14-17.8 cm). La capacité en poids jusqu'à 20 po (50.8 cm) est de 300 lb (136 kg), Celle pour 22 po (55.9 cm) est plus grande, soit 400 lb (181,5 kg).

# DE MODÈLE	LARGEUR	TAILLE	\$	QTÉ
NPCB1616	16"	16"	830	
NPCB1618	16"	18"	830	
NPCB1620	16"	20"	830	
NPCB1816	18"	16"	830	
NPCB1818	18"	18"	830	
NPCB1820	18"	20"	830	
NPCB2016	20"	16"	830	
NPCB2018	20"	18"	830	
NPCB2020	20"	20"	830	
NPCB2216	22"	16"	860	
NPCB2218	22"	18"	860	
NPCB2220	22"	20"	860	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ x __	130	

üFit^{MD} SUPPORT PELVIEN PERSONNALISABLE

Le dossier üFit possède une légère courbe de 6,25 po (15.9 cm) (soustraire 3,25 po (8.3 cm) si rembourrage en mousse). Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que la cyphose, scoliose ou lordose. Capacité de poids pour les dossiers jusqu'à 20 po (50.8 cm) est 300lb (136 kg), pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus, 400lb (181,5 kg).


	# DE MODÈLE	LARGEUR	TAILLE	\$	QTÉ
	NOUFACB1416	14"	16"	940	
NOUFACB1418	14"	18"	940		
NOUFACB1420	14"	20"	940		
NOUFACB1616	16"	16"	940		
NOUFACB1618	16"	18"	940		
NOUFACB1620	16"	20"	940		
NOUFACB1816	18"	16"	940		
NOUFACB1818	18"	18"	940		
NOUFACB1820	18"	20"	940		
NOUFACB2016	20"	16"	940		
NOUFACB2018	20"	18"	940		
NOUFACB2020	20"	20"	940		
NOUFACB2216	22"	16"	1045		
NOUFACB2218	22"	18"	1045		
NOUFACB2220	22"	20"	1045		

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ __ x __ __	130	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

üFit^{MD} II SUPPORT THORACIQUE PERSONNALISABLE


Le dossier üFit II possède un support thoracique de 7.75 po (19.6 cm) (déduire 3.25 po (8.3 cm) pour le coussin en mousse). Il est conçu pour les utilisateurs ayant des des pathologies telles que la ciphose, scoliose et lordose. Poids maximal pour le dossier de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus, 400lb (181.5 kg).

	# DE MODÈLE	LARGEUR	TAILLE	\$	QTÉ
	NOUFXACB1416	14"	16"	955	
NOUFXACB1418	14"	18"	955		
NOUFXACB1420	14"	20"	955		
NOUFXACB1616	16"	16"	955		
NOUFXACB1618	16"	18"	955		
NOUFXACB1620	16"	20"	955		
NOUFXACB1816	18"	16"	955		
NOUFXACB1818	18"	18"	955		
NOUFXACB1820	18"	20"	955		
NOUFXACB2016	20"	16"	955		
NOUFXACB2018	20"	18"	955		
NOUFXACB2020	20"	20"	955		
NOUFXACB2216	22"	16"	1045		
NOUFXACB2218	22"	18"	1045		
NOUFXACB2220	22"	20"	1045		

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ __ x __ __	130	

üFit^{MD} DEEP SUPPORT PELVIEN PERSONNALISABLE


Le dossier üFit Deep possède une forme pelvienne de 8,75 po (22.2 cm) (soustraire 3,25 po (8.3 cm) si rembourrage en mousse). Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que le cyphose, scoliose ou lordose. Capacité de poids pour les dossiers jusqu'à 20 po (50.8 cm) est 300lb (136 kg), pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus, 400lb (181,5 kg).

	# DE MODÈLE	LARGEUR	TAILLE	\$	QTÉ
	NOUFPCB1416	14"	16"	1040	
NOUFPCB1418	14"	18"	1040		
NOUFPCB1420	14"	20"	1040		
NOUFPCB1616	16"	16"	1040		
NOUFPCB1618	16"	18"	1040		
NOUFPCB1620	16"	20"	1040		
NOUFPCB1816	18"	16"	1040		
NOUFPCB1818	18"	18"	1040		
NOUFPCB1820	18"	20"	1040		
NOUFPCB2016	20"	16"	1040		
NOUFPCB2018	20"	18"	1040		
NOUFPCB2020	20"	20"	1040		
NOUFPCB2216	22"	16"	1255		
NOUFPCB2218	22"	18"	1255		
NOUFPCB2220	22"	20"	1255		

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ __ x __ __	130	

üFit^{MD} II DEEP SUPPORT THORACIQUE PERSONNALISABLE

Le dossier üFit II Deep anatomique prononcé possède un support thoracique de 9.55 po (23.5 cm) (déduire 3.25 po (8.3 cm) pour le coussin en mousse). Il est conçu pour les utilisateurs ayant des des pathologies telles que la ciphose, scoliose et lordose. Poids maximal pour le dossier de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus, 400lb (181.5 kg).

	# DE MODÈLE	LARGEUR	TAILLE	\$	QTÉ
	NOUFXPCB1416	14"	16"	1095	
NOUFXPCB1418	14"	18"	1095		
NOUFXPCB1420	14"	20"	1095		
NOUFXPCB1616	16"	16"	1095		
NOUFXPCB1618	16"	18"	1095		
NOUFXPCB1620	16"	20"	1095		
NOUFXPCB1816	18"	16"	1095		
NOUFXPCB1818	18"	18"	1095		
NOUFXPCB1820	18"	20"	1095		
NOUFXPCB2016	20"	16"	1095		
NOUFXPCB2018	20"	18"	1095		
NOUFXPCB2020	20"	20"	1095		
NOUFXPCB2216	22"	16"	1255		
NOUFXPCB2218	22"	18"	1255		
NOUFXPCB2220	22"	20"	1255		

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	__ __ x __ __	130	

ÛFIT^{MD} OPTIONS FACULTATIVES POUR DOSSIER ÛFIT

# DE MODÈLE	LARGEUR DE FAUTEUIL	HAUTEUR DU DOSSIER	\$	QTÉ
UF Custom-Visco	Option facultative de mousse Visco gel	Spécifiez le numéro du modèle lorsque vous commandez -----	160	
NIB-1935	Paquet de üCubes MD de remplacement 1 po (10 ensembles double de üCubes 1 po X 2 po)	Tous les dossiers üFit	70	
NIB-1531	Paquet de üCubes MD de remplacement 2 po (10 ensembles double de üCubes 2 po X 2 po)	Tous les dossiers üFit	70	
NIB-1936	Paquet de üCubes MD de remplacement 3 po (10 ensembles double de üCubes 3 po X 2 po)	Tous les dossiers üFit	70	

DOSSIER Armadillo^{MD}




Possède une légère forme anatomique et des options pour des butées latérales et pelviennes. Le dossier MAPS à trois sections (coque modulaire) est conçu pour s'adapter à la forme unique de l'épine dorsale de l'utilisateur. Conçu pour les utilisateurs avec cyphose ou autres pathologies spinales. Le matériel de montage unique exclusif Quickfit est facile à installer et peut-être ajusté pour optimiser le positionnement postural de chaque individu. Capacité de poids pour les dossiers de 16 po - 20 po (40.6 cm - 50.8 cm) est 300 lb (136 kg). Pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus, 400lb (181,5 kg).

ArmadilloTM ACONTOUR LATÉRAL ADDITIONNEL

# DE MODÈLE	\$	QTÉ	# DE MODÈLE	LARGEUR	LA TAILLE	\$	QTÉ
NIB-1937 - Contour latéral additionnel 2" (paire)	94		NMAPSB14	14"	16"	1045	
			NMAPSB16	16"	16"	1045	
			NMAPSB18	18"	18"	1045	
			NMAPSB18-TALL	18"	20"	1045	
			NMAPSB20	20"	18"	1045	
			NMAPSB20-TALL	20"	20"	1045	
			NMAPSB22	22"	18"	1195	
			NMAPSB22-TALL	22"	20"	1195	
			NMAPSB24	24"	18"	1195	
			NMAPSB24-TALL	24"	20"	1195	

ENSEMBLES DE FIXATION OPTIONNEL

- Tous les dossier sont livrés avec un ensemble de fixation à dégagement rapide
- Les ensembles de fixation suivants sont livrés sans frais supplémentaires pour la quincaillerie standard

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	OPTIMA	OPTIMA CARBON	XTEND	XTEND LOW	CLASSIC	ÛFIT	ARMADILLO	QTÉ
Ensemble Fixation 2 Points 	NIB-1207	Ensemble fixation 2 points	Optionnel 1	Optionnel	N/A	N/A	Optionnel 1	Optionnel 1	N/A	
Ensemble Fixation 2 Points Micro 	NIB-1642*	Ensemble fixation 2 points Micro	Optionnel 2 & 3	Optionnel 2 & 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Ensemble Fixation 4 Points 	NIB-1969	Ensemble fixation 4 points	Optionnel 3	Optionnel 3	Optionnel 3 & 4	Optionnel 3 & 4	Optionnel 3	Optionnel 3	N/A	

* Doit être commandé 2x pour avoir la paire.

NOTE: 1 - Utilisez seulement avec les dossiers de 16 po de haut ou moins. 2 - Utilisez seulement avec les dossiers de 13po. (33 cm) de hauteur ou moins. 3 - Non réglable en largeur. Convient à un fauteuil de la même largeur que le dossier. 4 - Limitation du réglage de la hauteur à 3 po


ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS - RABAT D'INTIMITÉ

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEURS DE DOSSIER COMPATIBLES	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez		
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (super petit)	11 po - 13 po (27.9 x 33.0 cm)	70	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14 po - 16 po (35.6 x 40.6 cm)	70	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17 po - 19 po (43.2 x 48.3 cm)	70	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20 po - 22 po (50.8 x 55.9 cm)	70	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (super grand)	23 po - 26 po (58.4 x 66.0 cm)	70	

APPUI-TÊTE MultiFit^{MD}

			# DE MODÈLE	COUSSINS D'APPUI-TÊTE	\$	QTÉ
Mousse Profilée (NIB-0785)	Grand (NIB-0784)	Très Grand (NIB-0818)	NIB-0785	Petit coussin de support de tête anatomique, 9 po x 5 po (22.9 x 12.7cm)	205	
			NIB-0784	Grand coussin de tête rectangulaire, 10 po x 5 po (25.4 x 12.7cm)	205	
			NIB-0818	Très grand coussin de tête rectangulaire, 14 po x 5 po (35.6 x 12.7cm)	205	
			# DE MODÈLE	FIXATION D'APPUI-TÊTE ET ACCESSOIRES	\$	QTÉ
Fixation multiaxes (NIB-0747)	Réceptacle d'appui-tête (NIB-0823)		NIB-0747	Ensemble de fixation multiaxes réglable et détachable	150	
			NIB-0823	Réceptacle de l'appui-tête	60	
			NIB-1306	Ensemble de fixation multiaxes rabattable	265	
			NIB-1210	Ensemble d'appui-tête rabattable	110	
			NIB-1200	Adaptateur universel de l'appui-tête	70	

VOLET D'INTIMITÉ


	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	\$	QTÉ
	NIB-1938	Volet d'intimité grandeur SUPER PETIT pour dossiers 11-13 po de largeur	70	
	NIB-1078	Volet d'intimité grandeur PETIT pour dossiers 14-16 po de largeur	70	
	NIB-1079	Volet d'intimité grandeur MOYEN pour dossiers 17-19 po de largeur	70	
	NIB-1080	Volet d'intimité grandeur GRAND pour dossiers 20-22 po de largeur	70	
	NIB-1081	Volet d'intimité grandeur SUPER GRAND pour dossiers 23-26 po de largeur	70	

- Les volets d'intimité suivants sont livrés sans frais supplémentaires avec l'achat d'un dossier NXT

BioFit™

BioFit est un coussin multicouche utilisant la plus récente technologie de mousse de gel élastique Visco. La conception de la multicouche BioFit offre une immersion profonde et un soutien à la protection de la peau. Le BioFit est conçu pour le bien-être et le positionnement pour les utilisateurs qui présentent un risque modéré à élevé de lésions cutanées. Une housse extérieure en Airmesh et une housse intérieure d'incontinence sont incluses. Capacité de poids pour coussins de 10 po - 20 po (25.4-50.8 cm) est 300lb (136 kg), coussins de 22 po - 26 po (55.9-61 cm) est 400lb (181.5 kg).

Option: Remplacer la housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections sans frais lorsque commandées avec un coussin, spécifier le numéro du modèle avec la commande.



NUMÉRO DE MODÈLE	LARGEUR	PROFONDEUR	\$	QTÉ	NUMÉRO DE MODÈLE	LARGEUR	PROFONDEUR	\$	QTÉ
NXCABF1010	10"	10"	625		NXCABF1818	18"	18"	655	
NXCABF1012	10"	12"	625		NXCABF1820	18"	20"	655	
NXCABF1014	10"	14"	625		NXCABF1822	18"	22"	655	
NXCABF1210	12"	10"	625		NXCABF1916	19"	16"	655	
NXCABF1212	12"	12"	625		NXCABF1917	19"	17"	655	
NXCABF1214	12"	14"	625		NXCABF1918	19"	18"	655	
NXCABF1312	13"	12"	625		NXCABF1919	19"	19"	655	
NXCABF1314	13"	14"	625		NXCABF1920	19"	20"	655	
NXCABF1315	13"	15"	625		NXCABF2016	20"	16"	655	
NXCABF1316	13"	16"	625		NXCABF2017	20"	17"	655	
NXCABF1412	14"	12"	625		NXCABF2018	20"	18"	655	
NXCABF1414	14"	14"	625		NXCABF2020	20"	20"	655	
NXCABF1415	14"	15"	625		NXCABF2022	20"	22"	655	
NXCABF1416	14"	16"	625		NXCABF2116	21"	16"	655	
NXCABF1515	15"	15"	625		NXCABF2118	21"	18"	655	
NXCABF1516	15"	16"	625		NXCABF2120	21"	20"	655	
NXCABF1517	15"	17"	625		NXCABF2216	22"	16"	655	
NXCABF1518	15"	18"	625		NXCABF2218	22"	18"	655	
NXCABF1519	15"	19"	625		NXCABF2220	22"	20"	655	
NXCABF1520	15"	20"	625		NXCABF2222	22"	22"	655	
NXCABF1615	16"	15"	625		NXCABF2316	23"	16"	655	
NXCABF1616	16"	16"	625		NXCABF2318	23"	18"	655	
NXCABF1617	16"	17"	625		NXCABF2320	23"	20"	655	
NXCABF1618	16"	18"	625		NXCABF2416	24"	16"	655	
NXCABF1619	16"	19"	625		NXCABF2418	24"	18"	655	
NXCABF1620	16"	20"	625		NXCABF2420	24"	20"	655	
NXCABF1716	17"	16"	625		NXCABF2422	24"	22"	655	
NXCABF1717	17"	17"	625		NXCABF2616	26"	16"	730	
NXCABF1718	17"	18"	625		NXCABF2618	26"	18"	730	
NXCABF1719	17"	19"	625		NXCABF2620	26"	20"	730	
NXCABF1720	17"	20"	625		NXCABF2622	26"	22"	730	
NXCABF1816	18"	16"	625		Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contôle des infections				
NXCABF1817	18"	17"	625						

Il s'agit de nos tailles de coussins non standard/personnalisés.



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange - Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	__ __ x __ __	130	
Housse d'incontinence de rechange - Pour housse de 18" x 20" et plus	__ __ X __ __	150	
Remplacement smartx3D Cover - Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	__ __ X __ __	130	
Remplacement smartx3D Cover - Pour housse de 18" x 20" et plus	__ __ X __ __	150	

NüFit™


NüFit est un coussin profilé multicouche conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'un coussin confortable avec un bon positionnement et qui présentent un faible risque de lésions cutanées. Une housse extérieure en Airmesh et une housse intérieure d'incontinence sont incluses. Capacité de poids : 300 lb (136 kg).

Option: Remplacer la housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections sans frais lorsque commandées avec un coussin, spécifier le numéro du modèle avec la commande.

NÜFIT™	LARGEUR	PROFONDEUR	\$	QTÉ
NXCANF1616	16"	16"	475	
NXCANF1618	16"	18"	475	
NXCANF1620	16"	20"	475	
NXCANF1816	18"	16"	475	
NXCANF1818	18"	18"	475	
*NXCANF1820	18"	20"	475	
*NXCANF2016	20"	16"	475	
*NXCANF2018	20"	18"	475	
*NXCANF2020	20"	20"	475	
*NXCANF2216	22"	16"	475	
*NXCANF2218	22"	18"	475	
*NXCANF2220	22"	20"	475	
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contôle des infections				



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	__ __ x __ __	130	
Housse d'incontinence de rechang – Pour housse de 18" x 20" et plus	__ __ X __ __	150	
Replacement smartx3D Cover – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	__ __ X __ __	130	
Replacement smartx3D Cover – Pour housse de 18" x 20" et plus	__ __ X __ __	150	



Coquille de siège



Cale pelvienne

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES:

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEURS DE DOSSIER COMPATIBLES	\$	QTÉ
NIB-0711	Cale pelvienne de 0.5 po (1.2 cm) (en deux)	Toutes les tailles	80	
RSSI 1600	Coquille de siège	S'adapte 16 po, 17 po (40.6 & 43.2 cm) de largeur et 14 po à 18 po profondeur de coussin (35.6 – 45.7 cm)	80	
RSSI 1800	Coquille de siège	S'adapte 18 po, 19 po (45.7 & 48.26 cm) de largeur et 14 po à 18 po profondeur de coussin (35.6 – 45.7 cm)	80	
RSSI 2000	Coquille de siège	S'adapte 20 po- 22 po (50.8 – 55.9 cm) de largeur et 18 po à 20 po profondeur de coussin (45.7 – 50.8 cm)	80	

PERSONNALISATION DU COUSSINS BIOFIT ET NÜFIT™

S'il vous plaît, spécifier quel modèle de coussin vous souhaitez acheter, et sélectionner la modification. Notez que la modification sera apportée à la taille du coussin sélectionné. Par exemple « NXCABF1818 avec NSDR2.

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS DU CHANGEMENT	\$	QTÉ
NSDR1	Réduction de la profondeur du siège	Profondeur de coussin moins que 1 po (2.5 cm)	\$160	
NSDR2	Réduction de la profondeur du siège	Profondeur de coussin moins que 2 po (5.1 cm)	\$160	
NSDR3	Réduction de la profondeur du siège	Profondeur de coussin moins que 3 po (7.6 cm)	\$160	
NLLDR1	Différence de la longueur de la jambe droite	Profondeur de coussin droite de l'utilisateur moins que 1 po (2.5 cm)	\$160	
NLLDR2	Différence de la longueur de la jambe droite	Profondeur de coussin droite de l'utilisateur moins que 2 po (5.1 cm)	\$160	
NLLDL1	Différence de la longueur de la jambe gauche	Profondeur de coussin gauche de l'utilisateur moins que 1 po (2.5 cm)	\$160	
NLLDL2	Différence de la longueur de la jambe gauche	Profondeur de coussin gauche de l'utilisateur moins que 2 po (5.1 cm)	\$160	
NCWR	Réduction de la largeur de coussin	Demande spéciale - nécessite une autorisation	\$160	