



1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____
 Établissement : * _____
 Acheteur : * _____
 Téléphone : * _____
 Courriel : * _____
 Préférence de contact : * Téléphone Courriel

2- Information du clinicien

Clinicien : * _____
 Téléphone : * _____
 Courriel : * _____
 Préférence de contact : * Téléphone Courriel

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____
 Nom : _____
 Adresse : _____
 Ville : _____ Province : _____
 Code postal : _____
 Tel : _____

*Requis

MA048

Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE									
WC11	<input type="checkbox"/>	Fauteuil Roulant Rigide APEX Ultraléger ALUMINIUM (Capacité de charge de 120 kg) <i>Cadre peinturé non disponible - Le cadre sera noir</i>	Châssis en aluminium à triple épaisseur variée/Montant de dossier et barre rigidifiante arrière en aluminium/Barre rigidifiante de siège en aluminium/Tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone/Dossier tension ajustable/Roues Ultracaster composite 1.5"/Garde-boue en plastique						2,895.00 €
WC21	<input type="checkbox"/>	Ensemble Apex en FIBRE DE CARBONE (Fini fibre de carbone lustré)	Châssis ultraléger en fibre de carbone / Montant de dossier, barre de dossier, d'assise, tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.						1,450.00 €
Cadre									
LARGEURS DU SIÈGE									
SW	<input type="checkbox"/>	30.48cm <input type="checkbox"/>	33.02cm <input type="checkbox"/>	35.56cm <input type="checkbox"/>	38.10cm <input type="checkbox"/>	40.64cm <input type="checkbox"/>	43.18cm <input type="checkbox"/>	SF	
			45.72cm <input type="checkbox"/>	48.26cm <input type="checkbox"/>	50.80cm <input type="checkbox"/>				
PROFONDEURS DU SIÈGE									
SD	<input type="checkbox"/>	30.48cm <input type="checkbox"/>	33.02cm <input type="checkbox"/>	35.56cm <input type="checkbox"/>	38.10cm <input type="checkbox"/>	40.64cm <input type="checkbox"/>	43.18cm <input type="checkbox"/>	SF	
			45.72cm <input type="checkbox"/>	48.26cm <input type="checkbox"/>	50.80cm <input type="checkbox"/>				
LONGUEUR DU CHÂSSIS									
SP01	<input type="checkbox"/>	Configuration de longueur standard ¹						STD	
SP02	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 2.5cm plus longue que la configuration standard						SF	
SP03	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 5cm plus longue que la configuration standard						SF	
SP04	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 2.5cm plus courte que la configuration standard						SF	
SP05	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 5cm plus courte que la configuration standard						SF	
ANCRAGES DE TRANSPORT									
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ^{2,3}		Courte 50-104 cm				310.00 €	
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ^{2,3}		Longue 50-116 cm				310.00 €	
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé sans ceinture ³						310.00 €	

1- Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre; 2- Non disponible avec dossier ajustable en profondeur;

3- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide; ajoute 3" de profondeur de cadre à l'arrière du dossier.

Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 0.63cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 3" (7.62cm)	35.56cm à 53.34cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 4" (10.16cm)	36.83cm à 53.34cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 5" (12.70cm)	39.37cm à 53.34cm	
		Spécifiez la hauteur désirée : (cm)




ROUES AVANT				Disponibilité	
CA01-03 à CA01-05	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5"	SF
CA14 à CA15	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5"	SF
CA17 à CA18	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5"	130.00 €
OPTIONS POUR ROUES AVANT					
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs			375.00 €

Hauteur sol-siège arrière		
DIMENSIONS DE ROUE	Hauteurs disponibles +/- 0.63cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 20" (50.8cm)	35.56cm à 44.45cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 22" (55.88cm)	35.56cm à 46.99cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 24" (60.9cm)	38.10cm à 49.53cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 25" (63.5cm)	39.37cm à 50.80cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 26" (66.04cm)	40.64cm à 50.80cm	

Spécifiez la hauteur désirée :

_____ (cm)




ANGLE AVANT DU CHÂSSIS					
FA70	<input type="checkbox"/>	70° Angle avant de cadre			SF
FA75	<input type="checkbox"/>	75° Angle avant de cadre			SF
FA80	<input type="checkbox"/>	80° Angle avant de cadre			SF
FA85	<input type="checkbox"/>	85° Angle avant de cadre			SF
FA90	<input type="checkbox"/>	90° Angle avant de cadre			SF

Distance du repose-pieds	
30.5cm à 48.3cm sans montage haut	Spécifiez la hauteur désirée :
17.78cm à 33.02cm avec montage haut ¹	

_____ (cm)

Requis



1- choisir le montage haut dans la section des repose-pieds

Appui-pied et choix de section fuselée				
Largeur du siège	Section fuselée de 2.5cm			
	Droit	Section fuselée de 2.5cm		Section fuselée de 5cm
Mesure extérieure	6.4cm plus étroit que la largeur du siège	11.4cm plus étroit que la largeur du siège	16.6 cm plus étroit que la largeur du siège	
30.48	24.13	19.05		
33.02	26.67	21.59		
35.56	29.21	24.13		
38.10	31.75	26.67		
40.64	34.29	29.21	24.13	
43.18	36.83	31.75	26.67	
45.72	39.37	34.29	29.21	
48.26	41.91	36.83	31.75	
50.80	44.45	39.37	34.29	



Note : Une hauteur sol siège de plus de 50.8cm réduit la largeur de l'appui-pieds de 2.5 cm avec une section fuselée de 5 cm

REPOSE-PIEDS					
FP12	<input type="checkbox"/>	Tubulaire à forme ouverte ¹			STD
FP13	<input type="checkbox"/>	Tubulaire avec palette en ABS			SF
FP31	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en angle (aluminium)			90.00 €
FP32	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, Newton réglable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)			205.00 €
FP14	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (aluminium)			185.00 €
FP15	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (fibre de carbone)			300.00 €
FR25	<input type="checkbox"/>	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (Aluminium)			200.00 €
FR26	<input type="checkbox"/>	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)			310.00 €

ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS					
FP16	<input type="checkbox"/>	Surélevée de 5.08cm (uniquement disponible avec une palette réglable en angle, en aluminium) ²			70.00 €
FP09	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets			STD
FP30	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets Bodypoint Aeromesh			105.00 €

1- Disponible sur: tous les châssis fuselés droit; fuselage 2.5cm avec une largeur de 35.56cm et plus; fuselage de 5cm avec une largeur de 40.64cm et plus; 2- Non disponible avec le montage haut

Dossiers

DOSSIER RABATTABLE											
BC20	<input type="checkbox"/>	Dossier verrouillable		STD							
BC21	<input type="checkbox"/>	Ultra léger (sans système de verrou dans la position ouverte ou fermée) ²		95.00 €							
MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE À HAUTEUR FIXE (Non disponible avec les poignées de poussée)											
BC	<input type="checkbox"/>	Hauteur fixe sans poignées de poussée			SF						
		(30) 22.86cm <input type="checkbox"/>	(31) 24.13cm <input type="checkbox"/>	(32) 25.40cm <input type="checkbox"/>		(33) 26.67cm <input type="checkbox"/>	(34) 27.94cm <input type="checkbox"/>	(35) 29.21cm <input type="checkbox"/>			
		(36) 30.48cm <input type="checkbox"/>	(37) 31.75cm <input type="checkbox"/>	(38) 33.02cm <input type="checkbox"/>		(39) 34.29cm <input type="checkbox"/>	(40) 35.56cm <input type="checkbox"/>	(41) 36.83cm <input type="checkbox"/>			
		(42) 38.10cm <input type="checkbox"/>	(43) 39.37cm <input type="checkbox"/>	(44) 40.64cm <input type="checkbox"/>		(45) 41.91cm <input type="checkbox"/>	(46) 43.18cm <input type="checkbox"/>	(47) 44.45cm <input type="checkbox"/>			
		(48) 45.72cm <input type="checkbox"/>	(49) 46.99cm <input type="checkbox"/>	(50) 48.26cm <input type="checkbox"/>		(51) 49.53cm <input type="checkbox"/>	(52) 50.80cm <input type="checkbox"/>	(53) 52.07cm <input type="checkbox"/>	(54) 53.34cm <input type="checkbox"/>		
MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE options de poignées de poussée)											
BC	<input type="checkbox"/>	Montants de dossier droit		SF							
		(22) 22.86 - 30.48cm <input type="checkbox"/>	(23) 30.48 - 38.10cm <input type="checkbox"/>	(24) 38.10 - 45.72cm <input type="checkbox"/>	(25) 45.72 - 53.34cm <input type="checkbox"/>						
Spécifiez la hauteur :*		(par incréments de 13mm; mesurez à partir de la toile de siège jusqu'au haut du dossier) * Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas									
Choisir l'angle du dossier : ¹		101° <input type="checkbox"/>	99° <input type="checkbox"/>	96° <input type="checkbox"/>	93° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	87° <input type="checkbox"/>	83° <input type="checkbox"/>	80° <input type="checkbox"/>		STD
1- Si non indiqué, la hauteur par défaut est à 93°; 2- 19.5" est la hauteur maximale des montants de dossier avec la version aluminium											
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)											
PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée		STD							
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables		150.00 €							
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 -50.8 cm ¹		240.00 €							
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 58.4 cm ¹		240.00 €							
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée		NC							
1- Non compatible avec les accoudoirs en L escamotables;											
OPTIONS POUR LES DOSSIERS											
BC61	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 2.54cm ^{1,4}		175.00 €							
BC62	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 5.08cm ^{2,4}		175.00 €							
BC56	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en profondeur - procure une plage de réglage de 7.62 cm ^{3,4}		175.00 €							
BC57	<input type="checkbox"/>	Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 7.62 cm		STD							
BC55	<input type="checkbox"/>	Barre rigidifiante d'une profondeur de 10.16 cm en Aluminium		SF							
BC88	<input type="checkbox"/>	Réglage sur mesure de la hauteur de la barre rigidifiante _____ (cm) Mesuré à partir de la toile de siège au centre de la barre rigidifiante mesure standard 14.47 cm La position la plus basse est à 10.79 cm		115.00 €							
Si choisi avec l'option WC-19: 1- Profondeur maximale de 48.26cm; 2- Profondeur maximale de 45.65cm; 3- Profondeur maximale de 43.18cm;											
4- Non compatible avec l'option d'ancrages WC-19 qui comprend la ceinture Q'Straint											
TOILE DE DOSSIER											
BH04	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable Syntech-Suede		STD							
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis		SF							
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT	Voir liste de prix								
COUSSINS											
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 5.08cm		160.00 €							
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 7.62cm		180.00 €							
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis		STD							
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT									

Roues arrière

ROUES		Disponibilité		
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ¹	20", 22" 24"	STD
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère	20", 22", 24", 25", 26"	295.00 €
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox Noir STD <input type="checkbox"/> Blanc ² <input type="checkbox"/> Bleu ² <input type="checkbox"/> Rou ² <input type="checkbox"/> Jau ² <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"	650.00 €
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX Noir STD <input type="checkbox"/> Mau ² <input type="checkbox"/> Blanc ² <input type="checkbox"/> Bleu ² <input type="checkbox"/> Rou ² <input type="checkbox"/> Jau ² <input type="checkbox"/> Rose ² <input type="checkbox"/> Vert ² <input type="checkbox"/> Org ² <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"	850.00 €
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX ³ Noir STD <input type="checkbox"/> Mau ² <input type="checkbox"/> Blanc ² <input type="checkbox"/> Bleu ² <input type="checkbox"/> Rou ² <input type="checkbox"/> Jau ² <input type="checkbox"/> Rose ² <input type="checkbox"/> Vert ² <input type="checkbox"/> Org ² <input type="checkbox"/>	24", 25"	1,450.00 €
PNEUS		Disponibilité		
Solides				
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 3.49cm	20", 22" 24"	SF
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane à crampons 3.49cm ⁴	22", 24", 25", 26"	90.00 €
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 2.54cm - <i>Shox</i>	22", 24", 25", 26"	110.00 €
Pneumatiques				
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP - Relief Léger, Résistants à la perforation, noir 2.54cm - <i>SpeedLite</i>	20", 22", 24", 25", 26"	STD
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP - Relief Moyen, Résistants à la perforation, noir 2.54cm - <i>TrailBlazer</i>	24", 25", 26"	65.00 €

1- Non compatible avec pneus Shox; 2- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 3- Seulement disponible avec les pneus de 2.54cm; 4- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One

Mains courantes

MAINS COURANTES		Disponibilité		
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé	20", 22", 24", 25", 26"	STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur	20", 22", 24", 25"	65.00 €
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ¹	22", 24", 25", 26"	335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip <i>Voir à la page 6 les choix de couleurs et les prix</i>	20", 22", 24", 25", 26"	
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)	22", 24", 25", 26"	345.00 €
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)	22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2}	22", 24", 25", 26"	290.00 €
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)	22", 24", 25", 26"	340.00 €
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)	22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)	22", 24", 25", 26"	285.00 €
HR99	<input type="checkbox"/>	Mains courantes non requis		SF


1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée;

Options de mains courantes

Assemblage des mains courantes				
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Languette longue	SF
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue	STD
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ²	Languette courte 2 positions	26.00 €
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ²	Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/> 1 position <input type="checkbox"/>	26.00 €
Sélection de protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT				
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard		85.00 €
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super		135.00 €
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce		SF

2- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;

AXES				
AX01	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide		STD
AX03	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique		120.00 €
CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE				
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°		STD
CM02	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 2°		SF
CM04	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 4°		SF
CM06	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 6°		SF
CM08	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 8°		SF

CENTRE DE GRAVITÉ	
<p>Spécifier la position de la plaque de roue arrière :</p> <p>Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.</p>	
Plage de 0 à 15 cm	Régler à : _____ (cm)
<p><i>Si non indiqué le réglage est à 6.3cm par défaut</i></p> <p><i>Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG</i></p>	
	

FREINS					
WL08	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser Newton			STD
WL14	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 15.24 cm amovibles pour freins à pousser			70.00 €
WL16	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée aluminium avec rallonges			70.00 €
WL02	<input type="checkbox"/>	Blocages par traction			SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Freins anti-recul Newton (<i>fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression</i>)			145.00 €
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 15.24 cm amovibles pour freins par traction et anti-recul			70.00 €
WL05	<input type="checkbox"/>	Freins ciseaux			130.00 €
WL99	<input type="checkbox"/>	Freins non-requis			SF

Accoudoirs					
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹					
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte (25.40cm)	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte (25.40cm)	25.40 - 35.56cm		240.00 €
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue (35.56cm)	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue (35.56cm)	25.40 - 35.56cm		240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²					
AR05	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort tubulaire courte	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR23	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort tubulaire longue	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR06	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte (25.40cm)	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR17	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue (35.56cm)	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR99	<input type="checkbox"/>	Aucun accoudoirs requis			SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Non disponible avec le dossier ultraléger non verrouillable;

PROTÈGE VÊTEMENTS (<i>non disponible avec l'accoudoirs en T</i>)					
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements rigides en plastique (<i>amovible</i>)			SF
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements en fibre de carbone (<i>amovible</i>)			130.00 €
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique - plaque droite (<i>amovible</i>)			STD
SG08	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique - plaque déportée (<i>amovible</i>) ¹			SF
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (<i>amovible</i>)			225.00 €
SG99	<input type="checkbox"/>	Aucun protège-vêtements			SF
OPTION DE PROTÈGE-VÊTEMENTS					
SG07	<input type="checkbox"/>	Bride de protège-vêtements (paire)			SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° et 2°; Élargit la distance entre les garde-boue de 28mm




























CEINTURES DE POSITIONNEMENT					
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Standard 88.9cm (35") ¹			55.00 €
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Longue 152.40cm (60")			55.00 €
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 142.24cm (56")			90.00 €
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 154.94cm (61")			90.00 €
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")			170.00 €
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")			170.00 €
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")			170.00 €
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")			185.00 €
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")			185.00 €
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")			185.00 €
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15.00 €
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 73.66 (18")			275.00 €
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 93.98cm (24")			275.00 €
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise			STD

1- Non disponible avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

ACCESSOIRES					
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé à roulettes			130.00 €
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte canne et béquilles	Gauche	Droit	105.00 €
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ¹ (<i>paire</i>) <i>Disponible pour : 501 (22"), 540 (24"), 590 (26")</i>			110.00 €
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège			70.00 €
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton			70.00 €
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility			120.00 €
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à dos Newton			100.00 €
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils			42.00 €
AC16	<input type="checkbox"/>	Polo Motion Composites	F/S <input type="checkbox"/>	F/M <input type="checkbox"/>	F/L <input type="checkbox"/>
			H/S <input type="checkbox"/>	H/M <input type="checkbox"/>	H/L <input type="checkbox"/>
				H/XL <input type="checkbox"/>	H/XXL <input type="checkbox"/>
					M/XXXL <input type="checkbox"/>
					32.00 €

1- Non disponible avec roue Spinergy

Couleurs

Options ¹	Noir	Fibre de carbone	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuchsia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)		
																						
AirGrip	<input type="checkbox"/> 105€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210.00 €
Cadre fibre de carbone		<input type="checkbox"/> STD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SF
Tube de carrossage	<input type="checkbox"/> STD/SF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55.00 €
																						
Accent ³	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					SF
FC99 ²	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit :																	<i>10 jours additionnels</i>	341.00 €		

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;
Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;


2- Seulement disponible avec l'option fibre de carbone; 3- Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-rigides/apex-c#benefices

Notes


Codes LPP

	PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL RIGIDE (APEX A/ APEX C)	CODES LPP	REMBOURSEMENT
	VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	9110210	558.99 €
PRISE EN CHARGE			
	PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE	9310305	34,90€ (chacun)
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE	CODE LPP	REMBOURSEMENT
	SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT	6214162	838.47 €


 <p>BioFit™ COUSSINS</p> <p>NXCAF L (cm) x P (cm)</p>	PROFONDEUR	LARGEUR									
			30.48 cm	33.02 cm	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm
		30.48 cm	339.47€	339.47€	339.47€						
		35.56 cm	339.47€	339.47€	339.47€						
		38.10 cm		339.47€	339.47€	339.47€	339.47€				
		40.64 cm		339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
		43.18 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
		45.72 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
		48.26 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
		50.80 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€

Optionnel changer la housse par housse d'incontinence/contrôle des infections

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIEGES

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE FAUTEUIL	€	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	S'adapte 40.6 & 43.2 cm de largeur et profondeur de coussin 35.6 - 45.7 cm	55€	
	RSSI 1800	Coquille de siège	S'adapte 45.7 & 48.26 cm de largeur et profondeur de coussin 35.6 - 45.7 cm	55€	
	RSSI 2000	Coquille de siège	S'adapte 50.8 - 55.9 cm de largeur et profondeur de coussin 45.7 - 50.8 cm	55€	


FORME THORACIQUE



DOSSIER Optima^{MD}
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS
JUSQU'À 1.09 KG AVEC L'OPTION DE QUINCAILLERIE À
MICRO-MONTAGE FIXE

LARGEUR (CM)	TAILLE (CM)	# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE	€ CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM	€ ALUMINIUM
33.02-38.10	17.78			NOACB1307	499€
33.02-38.10	22.86			NOACB1309	499€
33.02-38.10	33.02			NOACB1313	499€
33.02-38.10	40.64			NOACB1316	499€
35.56-40.64	17.78			NOACB1407	499€
35.56-40.64	22.86	NOCFACB1409	799€	NOACB1409	499€
35.56-40.64	33.02	NOCFACB1413	799€	NOACB1413	499€
35.56-40.64	40.64	NOCFACB1416	799€	NOACB1416	499€
38.10-43.18	17.78			NOACB1507	499€
38.10-43.18	22.86	NOCFACB1509	799€	NOACB1509	499€
38.10-43.18	33.02	NOCFACB1513	799€	NOACB1513	499€
38.10-43.18	40.64	NOCFACB1516	799€	NOACB1516	499€
40.64-45.72	17.78			NOACB1607	499€
40.64-45.72	22.86	NOCFACB1609	799€	NOACB1609	499€
40.64-45.72	33.02	NOCFACB1613	799€	NOACB1613	499€
40.64-45.72	40.64	NOCFACB1616	799€	NOACB1616	499€
43.18-48.26	17.78			NOACB1707	499€
43.18-48.26	22.86	NOCFACB1709	799€	NOACB1709	499€
43.18-48.26	33.02	NOCFACB1713	799€	NOACB1713	499€
43.18-48.26	40.64	NOCFACB1716	799€	NOACB1716	499€
45.72-50.80	17.78			NOACB1807	499€
45.72-50.80	22.86	NOCFACB1809	799€	NOACB1809	499€
45.72-50.80	33.02	NOCFACB1813	799€	NOACB1813	499€
45.72-50.80	40.64	NOCFACB1816	799€	NOACB1816	499€
50.80-55.80	17.78			NOACB2007	499€
50.80-55.80	22.86	NOCFACB2009	799€	NOACB2009	499€
50.80-55.80	33.02	NOCFACB2013	799€	NOACB2013	499€
50.80-55.80	40.64	NOCFACB2016	799€	NOACB2016	499€



DOSSIER Optima^{MD} DEEP
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS
JUSQU'À 1.09 KG AVEC L'OPTION DE QUINCAILLERIE À
MICRO-MONTAGE FIXE

LARGEUR (CM)	TAILLE (CM)	# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE	€ CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM	€ ALUMINIUM
33.02-38.10	17.78			NOPCB1307	499€
33.02-38.10	22.86			NOPCB1309	499€
33.02-38.10	33.02			NOPCB1313	499€
33.02-38.10	40.64			NOPCB1316	499€
35.56-40.64	17.78			NOPCB1407	499€
35.56-40.64	22.86	NOCFPCB1409	899€	NOPCB1409	499€
35.56-40.64	33.02	NOCFPCB1413	899€	NOPCB1413	499€
35.56-40.64	40.64	NOCFPCB1416	899€	NOPCB1416	499€
38.10-43.18	17.78			NOPCB1507	499€
38.10-43.18	22.86	NOCFPCB1509	899€	NOPCB1509	499€
38.10-43.18	33.02	NOCFPCB1513	899€	NOPCB1513	499€
38.10-43.18	40.64	NOCFPCB1516	899€	NOPCB1516	499€
40.64-45.72	17.78			NOPCB1607	499€
40.64-45.72	22.86	NOCFPCB1609	899€	NOPCB1609	499€
40.64-45.72	33.02	NOCFPCB1613	899€	NOPCB1613	499€
40.64-45.72	40.64	NOCFPCB1616	899€	NOPCB1616	499€
43.18-48.26	17.78			NOPCB1707	499€
43.18-48.26	22.86	NOCFPCB1709	899€	NOPCB1709	499€
43.18-48.26	33.02	NOCFPCB1713	899€	NOPCB1713	499€
43.18-48.26	40.64	NOCFPCB1716	899€	NOPCB1716	499€
45.72-50.80	17.78			NOPCB1807	499€
45.72-50.80	22.86	NOCFPCB1809	899€	NOPCB1809	499€
45.72-50.80	33.02	NOCFPCB1813	899€	NOPCB1813	499€
45.72-50.80	40.64	NOCFPCB1816	899€	NOPCB1816	499€
50.80-55.80	17.78			NOPCB2007	499€
50.80-55.80	22.86	NOCFPCB2009	899€	NOPCB2009	499€
50.80-55.80	33.02	NOCFPCB2013	899€	NOPCB2013	499€
50.80-55.80	40.64	NOCFPCB2016	899€	NOPCB2016	499€

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOACC		130	Housse et mousse de rechange	NOPCC		130

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.


Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

ENSEMBLES DE FIXATION OPTIONNEL

- Tous les dossier sont livrés avec un ensemble de fixation à dégagement rapide
- Les ensembles de fixation suivants sont livrés sans frais supplémentaires pour la quincaillerie standard

# de modèle	DESCRIPTION	POIDS DE LA QUINCAILLERIE	✓
	QuickFit Système à dégagement rapide	STANDARD (0.9 KG)	STANDARD
NIB-1642	Ensemble de fixation 2 points Micro La largeur du dossier doit correspondre à la largeur du fauteuil	Économie de poids de 0.6 kg par rapport au STANDARD	
NIB-1207	Ensemble de fixation 2 points Largeur extensible pour s'adapter à 3 tailles de fauteuil	Économie de poids de 0.45 kg par rapport au STANDARD	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEURS DE DOSSIER COMPATIBLES	€	QTÉ
	Housse sur mesure	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89€	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (super petit)	11 po – 13 po (27.9 x 33.0 cm)	53€	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (petit)	14 po – 16 po (35.6 x 40.6 cm)	53€	
	NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (moyen)	17 po – 19 po (43.2 x 48.3 cm)	53€	
	NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (grand)	20 po – 22 po (50.8 x 55.9 cm)	53€	
	NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 cm de large (super grand)	23 po – 26 po (58.4 x 66.0 cm)	53€	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com