

Programme EVO - Rigide

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone :* _____

Courriel :* _____

Préférence de contact :* Téléphone Courriel

Bénéficiaire : _____

2- Information du détaillant/représentant

détaillant/représentant : * _____

Téléphone :* _____

Courriel :* _____

Préférence de contact :* Téléphone Courriel

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

Numéro de série original ou de commande* : _____


* Requis

Taxes en sus


MODÈLE										Taxes en sus	
WC11	<input type="checkbox"/>	Cadre en aluminium	Inclus selon la configuration de base: cadre, appui-pied tubulaire et clamp, palette (seulement si la largeur ou le fuselage ont changé), réceptacles et clamps pour les accessoires nécessitant des outils spéciaux (blocages par poussée, protège-vêtements, appuis-bras, anti-basculants), dossier souple STD (seulement si la largeur a changé), raidisseur, manchon de cambrure, WC-19.								€ 1,720.00
WC21	<input type="checkbox"/>	Cadre en fibre de carbone									€ 2,690.00
Cadre											
LARGEURS DU SIÈGE											
SW	<input type="checkbox"/>	Configuration originale	<input type="checkbox"/> 30.48 cm	<input type="checkbox"/> 33.02 cm	<input type="checkbox"/> 35.56 cm	<input type="checkbox"/> 38.10 cm	<input type="checkbox"/> 40.64 cm				SF
			<input type="checkbox"/> 43.18 cm	<input type="checkbox"/> 45.72 cm	<input type="checkbox"/> 48.26 cm	<input type="checkbox"/> 50.80 cm					
PROFONDEURS DU SIÈGE											
SD	<input type="checkbox"/>	Configuration originale	<input type="checkbox"/> 30.48 cm	<input type="checkbox"/> 33.02 cm	<input type="checkbox"/> 35.56 cm	<input type="checkbox"/> 38.10 cm	<input type="checkbox"/> 40.64 cm				SF
			<input type="checkbox"/> 43.18 cm	<input type="checkbox"/> 45.72 cm	<input type="checkbox"/> 48.26 cm	<input type="checkbox"/> 50.80 cm					
LONGUEUR DU CADRE											
	<input type="checkbox"/>	Configuration originale									STD
SP01	<input type="checkbox"/>	Configuration de longueur standard ¹									SF
SP02	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 2.5cm plus longue que la configuration standard									SF
SP03	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 5cm plus longue que la configuration standard									SF
SP04	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 2.5cm plus courte que la configuration standard									SF
SP05	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 5cm plus courte que la configuration standard									SF
ANCRAGES DE TRANSPORT											
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ²	Courte 50-104 cm								€ 312.00
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ²	Longue 50-116 cm								€ 312.00
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 sans ceinture ²									€ 258.75


1- Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre; 2- Si le WC-19 était installé sur la configuration originale, il sera installé sans frais additionnels;

Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +- 0.63 cm	
<input type="checkbox"/> Configuration originale	Utiliser la configuration originale	
<input type="checkbox"/> Roue de 3" (7.62cm)	35.56cm à 53.34cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 4" (10.16cm)	36.83cm à 53.34cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 5" (12.70cm)	39.37cm à 53.34cm	
Spécifiez la hauteur désirée : _____ (cm)		




Hauteur sol-siège arrière		
DIMENSIONS DE ROUE	Hauteurs disponibles +- 0.63 cm	
<input type="checkbox"/> Configuration originale	Utiliser la configuration originale	
<input type="checkbox"/> Roue de 20" (50.8cm)	35.56cm à 44.45cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 22" (55.88cm)	35.56cm à 46.99cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 24" (60.9cm)	38.10cm à 49.53cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 25" (63.5cm)	39.37cm à 50.80cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 26" (66.04cm)	40.64cm à 50.80cm	
Spécifiez la hauteur désirée : _____ (cm)		




ANGLE AVANT DU CADRE					
	<input type="checkbox"/>	Configuration originale			STD
FA70	<input type="checkbox"/>	70° Angle avant de cadre			SF
FA75	<input type="checkbox"/>	75° Angle avant de cadre			SF
FA80	<input type="checkbox"/>	80° Angle avant de cadre			SF
FA85	<input type="checkbox"/>	85° Angle avant de cadre			SF
FA90	<input type="checkbox"/>	90° Angle avant de cadre			SF

Longueur entre la toile de siège et la palette de l'appui-pied	
30,5cm à 48,3cm sans montage haut 17,78cm à 33,02cm avec montage haut	Spécifiez la longueur désirée : _____ (cm) Requis




Appui-pied et choix de section fuselée				
Largeur du siège	Section fuselée			
	Droit	Section fuselée de 2.5cm	Section fuselée de 5cm	
Mesure extérieure	6.4cm plus étroit que la largeur du siège	11.4cm plus étroit que la largeur du siège	16.6 cm plus étroit que la largeur du siège	
30.48	24.13	19.05		
33.02	26.67	21.59		
35.56	29.21	24.13		
38.10	31.75	26.67		
40.64	34.29	29.21	24.13	
43.18	36.83	31.75	26.67	
45.72	39.37	34.29	29.21	
48.26	41.91	36.83	31.75	
50.80	44.45	39.37	34.29	



Note : Une hauteur sol siège de plus de 20" réduit la largeur de l'appui-pieds d'un pouce avec une section fuselée de 2"

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE				
	<input type="checkbox"/>	Configuration originale		STD
CM02	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 2°		SF
CM04	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 4°		SF
CM06	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 6°		SF

CENTRE DE GRAVITÉ	
Spécifier la position de la plaque de roue arrière : _____ Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.	
Plage de 0 à 15 cm	Régler à : _____ (cm)
Si non indiqué le réglage est par défaut à 2,5"	
Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG	



En cochant cette case et en soumettant le présent formulaire de commande du programme EVO, vous confirmez votre accord et votre engagement à prendre les mesures nécessaires pour appliquer les conditions générales et communiquer les conditions générales du programme EVO à l'utilisateur.

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/terms-and-conditions

NOTES : SI UNE DE CES OPTIONS N'EST PAS SPÉCIFIÉE, LA CONFIGURATION ORIGINALE SERA UTILISÉE

Il est temps de changer!

Toute pièce personnalisée ou tube de carrossage coloré provenant de la configuration précédente devra être commandée à nouveau.

C'est le moment idéal pour commander de nouvelles options et de nouveaux accessoires.

Référez-vous à la liste de prix pièces: https://www.motioncomposites.com/en_ca/support-and-education/for-professionals/tools-and-forms/parts-price-lists

Notes :