



Helio A6

FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* _____ Date : _____

Établissement :* _____

Acheteur :* _____

Téléphone :* _____

Courriel :* _____

Préférence de contact :* Téléphone Courriel

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant :* _____

Téléphone :* _____

Courriel :* _____

Préférence de contact :* Téléphone Courriel

*Requis

MA088

Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE							
WC19	<input type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant Helio A6 - aluminium de série 6000 (Capacité de poids : 120 kg) <i>Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique</i>					2,395.00 €
WC09	<input type="checkbox"/>	Ensemble avec châssis renforcé (capacité de poids : 159 kg)					265.00 €
Cadre							
LARGEURS DU SIÈGE ³							
SW	<input type="checkbox"/>	35.56 cm <input type="checkbox"/>	38.10 cm <input type="checkbox"/>	40.64 cm <input type="checkbox"/>	43.18 cm <input type="checkbox"/>	45.72 cm ¹ <input type="checkbox"/>	48.26 cm ¹ <input type="checkbox"/>
			50.80 cm ¹ <input type="checkbox"/>	53.34 cm ² <input type="checkbox"/>		55.88 cm ² <input type="checkbox"/>	SF
PROFONDEURS DU SIÈGE							
SD	<input type="checkbox"/>	35.56 cm <input type="checkbox"/>	38.10 cm <input type="checkbox"/>	40.64 cm <input type="checkbox"/>	43.18 cm <input type="checkbox"/>	45.72 cm <input type="checkbox"/>	48.26 cm <input type="checkbox"/>
			50.80 cm <input type="checkbox"/>				SF
ANCRAGES DE TRANSPORT							
AC04	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport (inoccupé)					SF
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Strait ⁴		Courte 50-104 cm			310.00 €
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Strait ⁴		Longue 50-116 cm			310.00 €
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé sans ceinture ⁴					310.00 €

1- Disponible en ensemble châssis renforcé ; 2- Seulement disponible avec l'ensemble châssis renforcé

4- Peut interférer avec l'accoudoirs en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option châssis renforcé;

[3. Calculateur de largeur](#)



ENSEMBLES							
VP01	<input type="checkbox"/>	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et en "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹					95.00 €

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo *VP01; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 7.

Helio A6 - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position	Roue de 3" (7.62cm)			Roue 4" (10.16cm)			Roue 5" (12.70cm)			Roue 6" (15.24cm)			Roue 7" (17.78cm)			Roue 8" (20.32cm)			
	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	
10.16cm	P1	30.48cm	33.02cm	35.56cm	31.75cm	34.29cm	36.83cm												
	P2	31.75cm	34.29cm	36.83cm	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm									
12.7cm	P1																		
	P2				33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm									
	P3	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm						
	P4	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm			
17.78cm	P1									39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	
	P2							39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm			
	P3							40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm
	P4	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm
	P5	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.55cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm
Froglegs	P1				34.29cm	36.83cm	39.37cm												
	P2	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm									
	P3	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm						

Hauteurs disponibles +/- 0.65 cm (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT			Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"	SF
CA10 à CA11	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"	150.00 €
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"	SF
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"	130.00 €
OPTIONS POUR LES ROUES AVANT					
CA12	<input type="checkbox"/>	Mécanisme de blocage de roues avant (disponible avec tiges +1" ou +2" seulement) ¹			215.00 €
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (Non disponible avec mécanisme de blocage)			375.00 €

1- Non disponible avec le WC-19

A6 - Hauteur sol-siège Arrière - Selectionner votre choix

20" (50.8cm)	22" (55.88cm)	24" (60.9cm)	25" (63.5cm)	26" (66.04cm)
30.48cm	33.02cm	34.92cm ¹	36.19cm	37.46cm
31.75cm	34.29cm	36.19cm	37.46cm	38.73cm
33.02cm	35.56cm	37.46cm	38.73cm	40cm
34.29cm	36.83cm	38.73cm	40cm	41.27cm
35.56cm	38.10cm	40cm	41.27cm	42.54cm
36.83cm	39.37cm	41.27cm	42.54cm	43.81cm
38.10cm	40.64cm	42.54cm	43.81cm	45.08cm
39.37cm	41.91cm	43.81cm	45.08cm	46.35cm
40.64cm	43.18cm	45.08cm	46.35cm	47.62cm
41.91cm	44.45cm	46.35cm	47.62cm	48.89cm
43.18cm	45.72cm	47.62cm	48.89cm	50.16cm
44.45cm	46.99cm	48.89cm ¹	50.16cm	51.43cm

Configuration de base utilisée : bascule de 2.54 cm et centre de gravité à 5.08 cm 1- Non disponible avec la conduite à propulsion unilatérale

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.25 cm

Potences

POTENCES AMOVIBLES PIVOT INTERNE ET EXTERNE						
FR03-01	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm			Régler à *	SF
FR03-02	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm			Régler à *	SF
FR03-03	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm			Régler à *	SF
FR04-01	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm			Régler à :*	SF
FR04-02	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm			Régler à :*	SF
FR04-03	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm			Régler à :*	SF
FR15-01	<input type="checkbox"/>	80° potences pivotantes - 34.29 - 40.64cm ⁵			Régler à : *	SF
FR15-02	<input type="checkbox"/>	80° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm ⁵			Régler à : *	SF
FR15-03	<input type="checkbox"/>	80° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm ⁵			Régler à : *	SF
FR06	<input type="checkbox"/>	90° potences pivotantes à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹	19.05 - 27.94cm		Régler à : *	SF
FR07	<input type="checkbox"/>	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension courte 5.08cm ^{1,2}	24.13 - 33.02cm		Régler à : *	SF
FR08	<input type="checkbox"/>	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension moyenne 10.16cm ^{1,2}	24.13 - 36.83cm		Régler à : *	SF
OPTIONS DE POTENCES						
FR09	<input type="checkbox"/>	Montage Haut (fixés avec bagues aux potences) ³	12.70 - 34.29cm		Régler à : *	80.00 €
FR10	<input type="checkbox"/>	Relève-jambes avec coussin, réglable ⁴	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	35.56 - 55.88 cm	Régler à :	215.00 €
FR99	<input type="checkbox"/>	Potences non requises				SF

1- Disponible seulement avec repose-pieds deux pièces réglables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur; *+/- 1.25cm

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

REPOSES-PIEDS RABATTABLES						
FP01	<input type="checkbox"/>	Standard séparées- composite ¹				SF
FP02	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, séparées- composite ^{*VP01}				90.00 €
FP03	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, séparées - aluminium				95.00 €
FP23	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, séparées, extra-profondes - aluminium				215.00 €
FP06	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en angle - aluminium				200.00 €
ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS						
FP08	<input type="checkbox"/>	Sangles appui-talon réglables en longueur ²				SF
FP09	<input type="checkbox"/>	Sangles mollets simple				35.00 €
FP30	<input type="checkbox"/>	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh				105.00 €

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- non disponible avec le repose-pieds monobloc

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE						
FR27	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €
FR28	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €
FR29	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €
FR30	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €
FR32	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €
FR33	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €

Dossier

MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE ET POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES (poignées de poussée incluses - aucune autre sélection nécessaire)							
BC58-915	<input type="checkbox"/>	Montant droit en aluminium	22.86 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF
BC58-1521	<input type="checkbox"/>	Montant droit en aluminium	38.10 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF
BC60	<input type="checkbox"/>	Montant droit en aluminium	53.34 - 60.96cm	incréments de 2.54cm	Réglé à ² :		80.00 €
BC01-16	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	40.64cm				SF
BC01-18	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72cm				SF
BC01-20	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	50.08cm				SF
BC59	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	53.34 - 60.96cm	incréments de 2.54cm	Réglé à ² :		80.00 €

MONTANTS DE DOSSIER À ANGLE FIXE, AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE options de poignées de poussée)							
BC11-912	<input type="checkbox"/>	Montants droit en aluminium	22.86 - 30.48cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF
BC11-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droit en aluminium	30.48 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF
BC11-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droit en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF
BC11-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droit en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF
BC12-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	30.48 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF
BC12-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF
BC12-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF

DOSSIER RABATTABLE ¹								
BC66	<input type="checkbox"/>	Assemblage pour dossier rabattable à angle fixe						150.00 €
BC67	<input type="checkbox"/>	Assemblage pour dossier rabattable et réglable en angle						225.00 €

¹ - Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U". La combinaison avec les cannes 22.86-30.48cm et les dossiers rigides ne sont pas disponibles avec le dossier rabattable. Non disponible avec les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC13-1518; BC13-1821; BC14-1518; BC14-1821)

MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE options de poignées de poussée)								
BC13-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		130.00 €	
BC13-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		130.00 €	
BC14-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		130.00 €	
BC14-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		130.00 €	
Sélectionner l'angle du montant :			85° ¹ <input type="checkbox"/>	90° STD <input type="checkbox"/>	95° <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)								
PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée						STD
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables ^{3,5}						150.00 €
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3,4,5}	22.88 - 50.80cm				240.00 €	
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3,4,5}	22.88 - 58.42cm				240.00 €	
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignée de poussée						SF

POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION (non disponible avec les poignées intégrées)								
PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses) - (non disponible avec l'option de châssis renforcé)						145.00 €
PH03	<input type="checkbox"/>	Barre de tension de dossier pliante Newton (non disponible avec la poignée de poussette)						230.00 €

¹ - Non disponible avec un montant de 8 degrés; ² - Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; ³ - Limite de charge 265lb

⁴ - Non compatible avec les accoudoirs en "L", les montants de 8 degrés, les montants de 53.34-60.96cm et les plaques d'extension pour amputé;

⁵ - Non compatible avec la poignée de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant

TOILES DE DOSSIER								
BH06	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable en nylon						STD
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis						SF
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT					Voir liste de prix	

COUSSINS DE SIÈGE								
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 5.08cm						160.00 €
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 7.62cm						180.00 €
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis						STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT					Voir liste de prix	

Roues arrière

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, les essieux fixes, inclinaison de 0°</i>							Disponibilité	
HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>				730.00 €
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>				740.00 €
HR98	<input type="checkbox"/>	Mains courantes sur le côté opposé non requis						SF
ROUES							Disponibilité	
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ³					20", 22" 24"	STD
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère					20", 22", 24", 25", 26"	295.00 €
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox Noir STD <input type="checkbox"/> Blanc ⁴ <input type="checkbox"/> Bleu ⁴ <input type="checkbox"/> Rou ⁴ <input type="checkbox"/> Jau ⁴ <input type="checkbox"/>					22", 24", 25", 26"	650.00 €
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX Noir STD <input type="checkbox"/> Mau ⁴ <input type="checkbox"/> Blanc ⁴ <input type="checkbox"/> Bleu ⁴ <input type="checkbox"/> Rou ⁴ <input type="checkbox"/> Jau ⁴ <input type="checkbox"/> Rose ⁴ <input type="checkbox"/> Vert ⁴ <input type="checkbox"/> Org ⁴ <input type="checkbox"/>					22", 24", 25", 26"	850.00 €
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX ⁵ Noir STD <input type="checkbox"/> Mau ⁴ <input type="checkbox"/> Blanc ⁴ <input type="checkbox"/> Bleu ⁴ <input type="checkbox"/> Rou ⁴ <input type="checkbox"/> Jau ⁴ <input type="checkbox"/> Rose ⁴ <input type="checkbox"/> Vert ⁴ <input type="checkbox"/> Org ⁴ <input type="checkbox"/>					24", 25"	1,450.00 €
PNEUS							Disponibilité	
AIRLESS								
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir					20", 22" 24"	SF
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ⁶					22", 24", 25", 26"	90.00 €
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - Shox					22", 24", 25", 26"	110.00 €
PNEUMATIQUES								
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - SpeedLite					20", 22", 24", 25", 26"	STD
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - TrailBlazer					24", 25", 26"	65.00 €
TI03	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁷					22", 24" 25"	95.00 €

1- Offert avec des mains courantes sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceax dans la section des mains courantes; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";

2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec les pneus Shox; 4- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 5- Seulement disponible avec pneus 1";

6- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One; 7- Non disponible avec les appuis-bras lorsque l'inclinaison de 3° est sélectionnée.

Mains courantes

MAINS COURANTES							Disponibilité	
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé					20", 22", 24", 25", 26"	STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur ²					20", 22", 24", 25"	65.00 €
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ^{1,2,3}					22", 24", 25", 26"	335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>					20", 22", 24", 25", 26"	
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2,3} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)					22", 24", 25", 26"	345.00 €
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)					22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2,3}					22", 24", 25", 26"	290.00 €
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)					22", 24", 25", 26"	340.00 €
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)					22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)					22", 24", 25", 26"	285.00 €
HR99	<input type="checkbox"/>	Mains courantes non requises						SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

Options de mains courantes

ASSEMBLAGE DES MAINS COURANTES							Disponibilité	
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Languette longue					SF
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue					STD
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ³	Languette courte 2 positions					26.00 €
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ³	Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/> 1 position <input type="checkbox"/>					26.00 €
SÉLECTION DU PROTÈGE POUCE POUR MAINS COURANTES NATURAL FIT, SURGE, SURGE LT								
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard						85.00 €
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super						135.00 €
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce						SF


3- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;

AXES ¹								
AX01	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide						STD
AX02	<input type="checkbox"/>	Axes fixes						SF
AX03	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique						120.00 €
PLAQUES D'EXTENSION								
AX04	<input type="checkbox"/>	Plaques d'extension pour amputé ²						190.00 €

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE								
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°						STD
CM03	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 3°						SF

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Position par défaut est à 3,8 cm (1 1/4")

Plus stable										Plus agile
AMPUTÉ ¹	1,9 cm	3,8 cm	4,4 cm	5,7 cm	7 cm					
<input type="checkbox"/>										

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

FREINS					
WL08	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser Newton			STD
WL16	<input type="checkbox"/>	Freins à poussée aluminium avec rallonges			70.00 €
WL02	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer			SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)			145.00 €
WL13 WL14	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 15.24cm amovibles ¹ *VP01			70.00 €
WL05	<input type="checkbox"/>	Freins ciseaux			130.00 €
WL06	<input type="checkbox"/>	Freins pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)			185.00 €
WL15	<input type="checkbox"/>	Frein unilatéral par traction ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	295.00 €
WL99	<input type="checkbox"/>	Freins non-requis			SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Accoudoirs

APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "T" ¹ *VP01					
AR13-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR13-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm		240.00 €
AR14-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR14-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm		240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²					
AR05	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort tubulaire courte	20.32-27.94cm		205.00 €
AR23	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort tubulaire longue	20.32-27.94cm		205.00 €
AR06	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm		205.00 €
AR17	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm		205.00 €
OPTION D'ACCOUDOIRS					
AR12	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue en GEL 35.56cm - Gel Ovation ³			145.00 €
AR99	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs non requis			SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant et les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts;

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les accoudoirs en "U" ou en "T")					
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	SF
SG02	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en fibre de carbone (fixe)			120.00 €
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	130.00 €
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	STD
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	225.00 €
SG99	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements non requis			SF
OPTION DE PROTÈGE-VÊTEMENTS					
SG07	<input type="checkbox"/>	Bride de protège-vêtements (paire) ²			SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm; 2- Non compatible avec protège-vêtement en fibre de carbone (fixe)

CEINTURES DE POSITIONNEMENT								
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - S (88.9cm) ¹						55.00 €
SB02-M	<input type="checkbox"/>	Type automobile - M (121.92cm)						55.00 €
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - G (152.40 cm)						55.00 €
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - M (142.24 cm)						90.00 €
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - G (154.94 cm)						90.00 €
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - P (129.54 cm)						170.00 €
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - M (142.24 cm)						170.00 €
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - G (154.94 cm)						170.00 €
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - P (129.54 cm)						185.00 €
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - M (142.24 cm)						185.00 €
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - G (154.94 cm)						185.00 €
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)						15.00 €
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - M (73.66 cm)						275.00 €
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - G (93.98 cm)						275.00 €
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise						STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE ¹								
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)						120.00 €
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)						120.00 €
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x2.3cm)						120.00 €
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension						195.00 €

1 - Disponible avec poigné de poussée seulement

ACCESSOIRES								
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé à roulettes						130.00 €
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé pivotant ¹	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>			130.00 €	
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule ²						60.00 €
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>			105.00 €	
AC07	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche						285.00 €
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ³ (paire)	Disponible pour : 20", 22", 24", 26"				110.00 €	
AC09	<input type="checkbox"/>	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir						55.00 €
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège						70.00 €
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton						70.00 €
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility						120.00 €
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à Dos Newton						100.00 €
AC12	<input type="checkbox"/>	Sangle de fermeture à Velcro						50.00 €
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils						42.00 €
AC16	<input type="checkbox"/>	Polo Motion Composites	F/S <input type="checkbox"/>	F/M <input type="checkbox"/>	F/L <input type="checkbox"/>		32.00 €	
			H/S <input type="checkbox"/>	H/M <input type="checkbox"/>	H/L <input type="checkbox"/>	H/XL <input type="checkbox"/>	H/XXL <input type="checkbox"/>	H/XXXL <input type="checkbox"/>

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; 2- Ne peut être combiné avec les anti-basculé


3 - Non disponible avec roue Mag et Spinergy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																				
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210.00€
Cadre ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NC
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:																	10 jours additionnels	341.00€

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Avec croisillon noir en aluminium hydroformé

Combinaison des fourches et des tiges de fourches



Accents du kit de visibilité



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	3.8 à 7
	40.64	1.9 à 5.7
22 po	43.18+	1.9 à 7
	40.64	1.9 à 4.4
24 po	43.18	1.9 à 5.7
	45.72+	1.9 à 7

Notes :

Codes LPP

	PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL PLIANT (HELIO/VELOCE/MOVE)	CODES LPP	REMBOURSEMENT
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE	9110204	603.65 €
	VHP,PROPULSION MANUELLE,PLIANT A DOSSIER FIXE	9110316	558.99 €
	PRISE EN CHARGE DE CHAQUE REPOSE-JAMBES		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE	9310280	105.76 €
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI-TÊTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE	9310268	63.41 €
	PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE	9310305	34,90€ (chacun)
	PRISE EN CHARGE DU SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN-COURANTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, SYSTEME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE	9310297	271.23 €
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE	CODE LPP	REMBOURSEMENT
	SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT	6214162	838.47 €