


MOVE
FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE
1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone Courriel

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone Courriel

***Requis**

 MA088

Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE										
WC01	<input type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant MOVE aluminium (capacité de poids : 120kg) <i>Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique</i>								1,550.00 €
WC09	<input type="checkbox"/>	Ensemble châssis renforcé (capacité de poids : 159kg)								265.00 €
Cadre										
LARGEURS DU SIÈGE ³										
SW	<input type="checkbox"/>	35.56 cm <input type="checkbox"/>	38.10 cm <input type="checkbox"/>	40.64 cm <input type="checkbox"/>	43.18 cm <input type="checkbox"/>	45.72 cm ¹ <input type="checkbox"/>	48.26 cm ¹ <input type="checkbox"/>			SF
						50.80 cm ¹ <input type="checkbox"/>	55.88 cm ² <input type="checkbox"/>			
PROFONDEURS DU SIÈGE										
SD	<input type="checkbox"/>	40.64cm <input type="checkbox"/>		43.18cm <input type="checkbox"/>	45.72cm <input type="checkbox"/>					SF
						50.80cm <input type="checkbox"/>				
ANCRAGES DE TRANSPORT										
AC04	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport (inoccupé)								SF
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁴			Courte 50-104 cm					310.00 €
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁴			Longue 50-116 cm					310.00 €
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé sans ceinture ⁴								310.00 €

1- Disponible en ensemble châssis renforcé

2- Seulement disponible avec l'ensemble châssis renforcé

 3. [Calculateur de largeur](#)

4- Peut interférer avec les accoudoirs en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option châssis renforcé

Move - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue 4" (10.16cm)			Roue 5" (12.70cm)			Roue 6" (15.24cm)			Roue 7" (17.78cm)			Roue 8" (20.32cm)				
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges				
		STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm		
10.16cm	P1	31.75cm	34.29cm	36.83cm														
	P2	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm											
12.7cm	P1																	
	P2	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm											
	P3	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm								
17.78cm	P4	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm					
	P1							39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm					
	P2							39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm		
	P3							40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm
	P4	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm		
	P5	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm		

Hauteurs disponibles +/- 0.65cm (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-04 à CA01-08	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		150.00 €
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		SF
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		130.00 €

Move Hauteur sol-siège Arrière - Encercliez la configuration désirée

20" (50.8cm)	22" (55.88cm)	24" (60.9cm)	25" (63.5cm)	26" (66.04cm)
30.48cm	33.02cm	35.56cm	36.83cm	38.1cm
33.02cm	35.56cm	38.10cm	39.37cm	40.6cm
35.56cm	38.10cm	40,64cm	41.91cm	43.2cm
38.10cm	40,64cm	43.18cm	44.45cm	45.7cm
40,64cm	43.18cm	45.72cm	46.99cm	48.3cm
43.18cm	45.72cm	48.26cm	49.53cm	50.8cm

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.27cm

Appui-pieds

POTENCES AMOVIBLES ET PIVOTANTS À L'EXTÉRIEUR						
FR01-01	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes	34.29 - 44.45cm (13.5 - 17.5")	Régler à*		SF
FR01-02	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes	39.37 - 49.53cm (15.5 - 19.5")	Régler à*		SF
FR01-03	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes	43.18 - 53.34cm (17 - 21")	Régler à*		SF
FR02-01	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes	34.29 - 44.45cm (13.5 - 17.5")	Régler à:*		SF
FR02-02	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes	39.37 - 49.53cm (15.5 - 19.5")	Régler à:*		SF
FR02-03	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes	43.18 - 53.34cm (17 - 21")	Régler à:*		SF
OPTIONS D'APPUI-PIED						
FR09	<input type="checkbox"/>	Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds)	12.70 - 34.29cm	Régler à : *		80.00 €
FR10	<input type="checkbox"/>	Relèvei-jambes élévateur avec coussin, réglable ¹	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> 35.56 - 55.88 cm	Régler à :		215.00 €
FR99	<input type="checkbox"/>	Potences non requises				SF

1- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec le montage haut

* +/- 1/2"


REPOSE-PIEDS RABATTABLES						
FP01	<input type="checkbox"/>	Standard séparées- composite				SF
FP02	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, séparées- composite				90.00 €
FP03	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, séparées - aluminium				95.00 €
ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS						
FP08	<input type="checkbox"/>	Sangles appui-talon réglables en longueur				SF
FP09	<input type="checkbox"/>	Sangles mollets simple				35.00 €
FP30	<input type="checkbox"/>	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh				105.00 €

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE						
FR27	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €
FR28	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €
FR29	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €
FR30	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €
FR32	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €
FR33	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			375.00 €

AXES (Inclinaison de 0°) ¹			
AX01	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide	STD
AX02	<input type="checkbox"/>	Axes filetés	SF
AX03	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique	120.00 €
PLAQUE D'EXTENSION			
AX04	<input type="checkbox"/>	Plaques d'extension pour amputé ²	190.00 €

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut limiter la hauteur sol siège disponible

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Position par défaut est à 1.9cm

Plus stable	Plus agile
AMPUTÉ ¹	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 cm	5.08 cm

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

FREINS			
WL08	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser Newton	STD
WL14	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 15.24cm amovibles pour freins à pousser	70.00 €
WL16	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser aluminium avec rallonges	70.00 €
WL02	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer	SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)	145.00 €
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 15.24cm amovibles pour freins à tirer et anti-recul	70.00 €
WL06	<input type="checkbox"/>	Freins pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)	185.00 €
WL15	<input type="checkbox"/>	Frein unilatéral par traction ¹ Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	295.00 €
WL99	<input type="checkbox"/>	Freins non-requis	SF

1- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Accoudoirs

ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en accoudoirs amovibles de type "T") ^{1,4}			
AR01-812	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm Fixe <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/>
AR01-1014	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm Fixe <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/>
AR02-812	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm Fixe <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/>
AR02-1014	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm Fixe <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/>
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹			
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²			
AR05	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort tubulaire courte	20.32-27.94cm
AR23	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort tubulaire longue	20.32-27.94cm
AR06	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm
AR17	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm
OPTIONS D'ACCOUDOIRS			
AR12	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue en GEL 35.56cm - Gel Ovation ³	145.00 €
AR99	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs non requis	SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1.27cm aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant;

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; non disponible avec garniture tubulaire (courte et longue) et appui-bras court; 4- Non disponible avec blocage pour assistant;

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les accoudoirs en "U" et en "T")			
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en plastique (amovible)	SF
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique - plaque droite (amovible)	STD
SG08	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique - plaque déportée (amovible) ¹	SF
SG99	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements non requis	SF
OPTION DE PROTÈGE-VÊTEMENTS			
SG07	<input type="checkbox"/>	Bride de protège-vêtements (paire)	SF

1- only compatible with 0° camber; Increase distance between fender side guards by 1 1/8";

CEINTURES DE POSITIONNEMENT			
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Standard (88.9cm) ¹	55.00 €
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Longue (152.40 cm)	55.00 €
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - M (142.24 cm)	90.00 €
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - G (154.94 cm)	90.00 €
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - P (129.54 cm)	170.00 €
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - M (142.24 cm)	170.00 €
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - G (154.94 cm)	170.00 €
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - P (129.54 cm)	185.00 €
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - M (142.24 cm)	185.00 €
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - G (154.94 cm)	185.00 €
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)	15.00 €
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - M (73.66 cm)	275.00 €
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - G (93.98 cm)	275.00 €
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise	STD

1- Non disponible avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE ¹			
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)	120.00 €
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)	120.00 €
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x2.3cm)	120.00 €
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ²	195.00 €

1- Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée; 2- La monture articulée est obligatoire avec l'appui-tête

ACCESSOIRES			
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé à roulettes	130.00 €
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé pivotant ¹ Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	130.00 €
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule ²	60.00 €
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	105.00 €
AC07	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche	285.00 €
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ³ (paire) Disponible pour : 20", 22", 24", 26"	110.00 €
AC09	<input type="checkbox"/>	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir	55.00 €
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège	70.00 €
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton	70.00 €
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility	120.00 €
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à Dos Newton	100.00 €
AC12	<input type="checkbox"/>	Sangle de fermeture à Velcro	50.00 €
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils	42.00 €
AC16	<input type="checkbox"/>	Polo Motion Composites F/S <input type="checkbox"/> F/M <input type="checkbox"/> F/L <input type="checkbox"/> H/S <input type="checkbox"/> H/M <input type="checkbox"/> H/L <input type="checkbox"/> H/XL <input type="checkbox"/> H/XXL <input type="checkbox"/> H/XXXL <input type="checkbox"/>	32.00 €

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; 2- Ne peut être combiné avec les anti-basculé

3- Non disponible avec roue Mag et Spinerdy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19


Couleurs																				
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthrax	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	<input type="checkbox"/> 105€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210.00 €
Cadre ²	<input type="checkbox"/> STD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95.00 €
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit :																10 jours additionnels	341.00 €	

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;

Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Avec croisillon noir

Combinaisons de fourche et tige de fourche



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	5.08
	40.64	1.9 à 5.08
22 po	43.18+	1.9
	40.64	1.9
24 po	43.18	1.9 à 5.08
	45.72+	1.9 à 5.08

Notes :

Codes LPP

	PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL PLIANT (HELIO/VELOCE/MOVE)	CODES LPP	REMBOURSEMENT
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE	9110204	603.65 €
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT A DOSSIER FIXE	9110316	558.99 €
	PRISE EN CHARGE DE CHAQUE REPOSE-JAMBES		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE	9310280	105.76 €
PRISE EN CHARGE			
	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI-TÊTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE	9310268	63.41 €
	PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE	9310305	34,90€ (chacun)
	PRISE EN CHARGE DU SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN-COURANTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, SYSTEME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE	9310297	271.23 €
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE	CODE LPP	REMBOURSEMENT
	SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT	6214162	838.47 €

 NXCABF _ _ _ _ L (cm) x P (cm)	LARGEUR											
	PROFONDEUR	30.48 cm	33.02	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm	53.34 cm	55.88 cm
		30.48 cm	339.47€	339.47€	339.47€							
		35.56 cm	339.47€	339.47€	339.47€							
		38.10 cm		339.47€	339.47€	339.47€	339.47€					
		40.64 cm		339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
		43.18 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	
		45.72 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
		48.26 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	
		50.80 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
Optionnel Changer la housse par housse d'incontinence/contrôle des infections											SF	

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# de modèle	Description	Largeur de fauteuil	€	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	S'adapte 40.6 & 43.2 cm de largeur et profondeur de coussin 35.6 – 45.7 cm	55	
	RSSI 1800	Coquille de siège	S'adapte 45.7 & 48.26 cm de largeur et profondeur de coussin 35.6 – 45.7 cm	55	
	RSSI 2000	Coquille de siège	S'adapte 50.8 – 55.9 cm de largeur et profondeur de coussin 45.7 – 50.8 cm	55	

FORME THORACIQUE

Optima™
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

LARGEUR (cm)	PROFONDEUR (cm)	# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE ✓	\$ CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM ✓	€ ALUMINIUM
35.56	33.02	NOCFACB1413	799		
35.56	40.64	NOCFACB1416	799		
38.10	33.02	NOCFACB1513	799		
38.10	40.64	NOCFACB1516	799		
40.64	33.02	NOCFACB1613	799	NOACB1613	499
40.64	40.64	NOCFACB1616	799	NOACB1616	499
40.64	48.26			NOACB1619	499
43.18	33.02	NOCFACB1713	799		
43.18	40.64	NOCFACB1716	799		
45.72	33.02	NOCFACB1813	799	NOACB1813	499
45.72	40.64	NOCFACB1816	799	NOACB1816	499
45.72	48.26			NOACB1819	499
50.80	33.02	NOCFACB2013	799		
50.80	40.64	NOCFACB2016	799	NOACB2016	499
50.80	48.26			NOACB2019	499
55.88	33.02			NOACB2213	499
55.88	40.64			NOACB2216	499
55.88	48.26			NOACB2219	499

Optima™ DEEP
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

LARGEUR (cm)	PROFONDEUR (cm)	# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE ✓	\$ CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM ✓	€ ALUMINIUM
35.56	33.02	NOCFPCB1413	899		
35.56	40.64	NOCFPCB1416	899		
38.10	33.02	NOCFPCB1513	899		
38.10	40.64	NOCFPCB1516	899		
40.64	33.02	NOCFPCB1613	899		
40.64	40.64	NOCFPCB1616	899	NOPCB1616	499
40.64	48.26			NOPCB1619	499
43.18	33.02	NOCFPCB1713	899		
43.18	40.64	NOCFPCB1716	899		
45.72	33.02	NOCFPCB1813	899		
45.72	40.64	NOCFPCB1816	899	NOPCB1816	499
45.72	48.26			NOPCB1819	499
50.80	33.02	NOCFPCB2013	899		
50.80	40.64	NOCFPCB2016	899	NOPCB2016	499
50.80	48.26			NOPCB2019	499
55.88	33.02			NOPCB2213	549
55.88	40.64			NOPCB2216	549
55.88	48.26			NOPCB2219	549

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOACC _ _ _ _	130	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOPCC _ _ _ _	130	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

FORME THORACIQUE
Xtend™ LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€
**NHAACB (L)1213/17	30.48-35.56	33.02-43.18		499
NHAACB (L)1413/17	35.56-40.64	33.02-43.18		499
NHAACB (L)1613/17	40.64-45.72	33.02-43.18		499
NHAACB (L)1813/17	45.72-50.80	33.02-43.18		599
NHAACB (L)2013/17	50.80-55.88	33.02-43.18		599
NHAACB (L)2213/17	55.88-60.96	33.02-43.18		599

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	N3LHAACC _ _ _ _	130	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€
NHAPCB1616/20	40.64-45.72	40.64-50.80		499
NHAPCB1816/20	45.72-50.80	40.64-50.80		499
NHAPCB2016/20	50.80-55.88	40.64-50.80		499
NHAPCB2216/20	55.88-60.96	40.64-50.80		599

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	N3HAPCC _ _ _ _	130	

FORME PELVIEN
Classic™ PELVIC SUPPORT PELVIEN

# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€
NACB1616	40.64-45.72	40.64		499
NACB1618	40.64-45.72	45.72		499
NACB1816	45.72-50.80	40.64		499
NACB1818	45.72-50.80	45.72		499
NACB1820	45.72-50.80	50.80		499
NACB2020	50.80-55.88	50.80		499
NACB2216	55.88-60.96	40.64		599
NACB2218	55.88-60.96	45.72		599
NACB2220	55.88-60.96	50.80		599

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	NACC _ _ _ _	130	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€
NPCB1616	40.64-45.72	40.64		499
NPCB1618	40.64-45.72	45.72		499
NPCB1818	45.72-50.80	45.72		499
NPCB1820	45.72-50.80	50.80		499
NPCB2020	50.80-55.88	50.80		499
NPCB2216	55.88-60.96	40.64		599
NPCB2218	55.88-60.96	45.72		599
NPCB2220	55.88-60.96	50.80		599

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	NPCC _ _ _ _	130	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

Model #	Description	Largeurs de dossier compatibles	€	QTÉ
Housse sur mesure	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (super petit)	27.94 x 33.02 cm	53	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (petit)	35.56 x 40.64 cm	53	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (moyen)	43.18 x 48.26 cm	53	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (grand)	50.80 x 55.88 cm	53	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 cm de large (super grand)	58.42 x 66.04 cm	53	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

# de modèle NIB-0784	✓	€
25.4 X 12.7 cm Garniture d'appui-tête grand		160€

# de modèle NIB-0818	✓	€
35.56 X 12.7 cm Garniture d'appui-tête très grand		160€

MultiFit™ FIXATIONS

# de modèle NIB-0747	✓	€
Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable		110€

# de modèle NIB-0823	✓	€
Réceptacle d'appui-tête		45€

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

 Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com